

ahn myTip[®] RL / RB

Reload System (RL)



Umweltfreundliches und preiswertes Nachfüllsystem für unsere Spitzen – jede Box ist mit mehreren Racks mit Nachfüllspitzen bestückt, so reduzieren wir den Plastikabfall um bis zu 70%, da die vorhandenen AHN myTip[®] RB Rack Boxen einfach wiederverwendet werden und die vollen Racks aus dem AHN myTip[®] RL Reload System dort eingesetzt werden.

Pipettenspitzen sitzen fest und sicher – die Pipettenspitzen sitzen sicher und fest im Rack, und ermöglichen so die Arbeit mit Mehrkanalpipetten

Sichere und einfache Handhabung – die AHN myTip[®] Racks können sicher in die Rackbox eingeklickt werden, dennoch können sie leicht wieder entfernt werden. Um die Anwendung für Nutzer mit kleinen Händen zu vereinfachen, sind die Laschen der AHN myTip[®] RL Racks an den langen Seiten der Platten angebracht

Einfache Spitzenidentifikation – Farbkodierte Racks unterstützen bei der schnellen und einfachen Identifikation der Pipettenspitzen und der passenden Pipette

Platzsparend – die kleine Grundfläche des AHN myTip[®] RL Reload Systems lässt Ihnen mehr Platz für Laborgeräte und spart Platz in Ihrem Lager

metall-
frei



ahn[®]



+49(0)3631/65242-0

+49(0)3631/65242-90

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland



info@cappahn.com



www.ahn-bio.de



Bestellinformation

Reload System (RL)

Volumen	Länge	Farbe Spitze	Farb-code	Sterilisiert	Ver-pack	VE	Kat. Nr.
 AHN myTip® RL 10 µL	31.20 mm	klar			Reload	Karton / 10 x 10 x 96 tips	1-002-C1-R
 AHN myTip® RL 10/20 µL XL	45.80 mm	klar			Reload	Karton / 10 x 10 x 96 tips	1-062-C1-R
 AHN myTip® RL 200 µL	53.40 mm	klar			Reload	Karton / 10 x 10 x 96 tips	1-121-C1-R
 AHN myTip® RL 300 µL	59.35 mm	klar			Reload	Karton / 10 x 8 x 96 tips	1-127-C2-R
 AHN myTip® RL 1000 µL	84.30 mm	klar			Reload	Karton / 10 x 5 x 96 tips	1-202-C3-R

Rackbox-System ohne Pipettenspitzen (RB)

metall-
frei

Mühe-lose und sichere Handhabung – einfaches Öffnen und Schließen der Rackbox mit einer Hand / sicherer Rackboxverschluss / Stapelbarkeit der Rackboxen für eine sichere Lagerung

Universelle Passform – Racks sind kompatibel mit Mehrkanalpipetten (Standard 9mm SBS Format)

Einfache Identifizierung der Pipettenspitze – farbkodierte Einlegeplatten ermöglichen eine schnelle und einfache Identifizierung des Pipettenspitzenvolumens

Rackboxen sind in kleinen und großen Größen erhältlich / Racks im 8x12 Format



Bestellinformation

Rackbox-System ohne Spitzen (RB)

Volumen		Farbe	VE	Kat. Nr.
AHN myTip® RB für 10 µL/10 µL XL Pipetten-/Filterspitzen		klar schwarz (RB) / hellgrau (I)*	Karton / 5 x 10 Rackbox	4-500-C5-E
AHN myTip® RB für 200 µL/300 µL Pipetten-/Filterspitzen		klar schwarz (RB) / Gelb (I)*	Karton / 5 x 10 Rackbox	4-501-C5-E
AHN myTip® RB für 200 µL Gelloader Pipetten-/Filterspitzen		klar schwarz (RB) / Gelb (I)*	Karton / 4 x 8 Rackbox	4-502-C4-E
AHN myTip® RB für 1000 µL Pipetten-/Filterspitzen		klar schwarz (RB) / Blau (I)*	Karton / 4 x 8 Rackbox	4-503-C4-E
AHN myTip® RB für 1250 µL Pipetten-/Filterspitzen		klar schwarz (RB) / Blau (I)*	Karton / 4 x 8 Rackbox	4-504-C4-E

*RB - Rack Box | I - Insert Plate

ahn®



+49(0)3631/65242-0

+49(0)3631/65242-90

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland



info@cappahn.com

www.ahn-bio.de

