

# ahn myLab VT-01

Mini Vortexmischer 4500 min<sup>-1</sup>

**Anwendung** - schnelles Mischen, Resuspension von Proben in Einzelgefäßen bis zu einem Durchmesser von 30 mm

**Maximale Geschwindigkeit** - einstellbar bis zu 4500 min<sup>-1</sup>

**Robustes Design** - bürstenloser DC-Motor ermöglicht wartungsfreien und langlebigen Betrieb

**Stabiles Arbeiten** - durch den Sockel aus Aluminium-Druckguss, Saugnäpfe und Gegengewichtsausgleich

**Sehr geringer Platzbedarf** - geeignet für den Einsatz in Abzugshauben sowie Kühlräumen



Weicher Silikon Aufsatz



Geschwindigkeitsregler



## Bestellinformation

Beschreibung	Kat.-Nr.
AHN myLab® VT-01 Mini Vortexmischer 4500 min <sup>-1</sup>	7-100-00-0

Spezifikationen	
Max. Gefäßdurchmesser	30 mm
Orbit	4,5 mm
Max. Ladekapazität	500 g
Druckaktivierung	ja
Schutzklasse	IP 43
Abmessungen (BxTxH)	100 x 100 x 67 mm
Gewicht	0,55 kg

Lieferumfang
1 Stk. Mini Vortexmischer 4500 min <sup>-1</sup>
1 Stk. Netzadapter
1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Garantiekarte

ahn®



+49(0)3631/65242-0

+49(0)3631/65242-90

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland



info@cappahn.com

www.ahn-bio.de

