

AHN myPette® SP

Serologische Pipetten
1 mL - 25 mL



Schnelle Volumenkontrolle - glasklares Polystyrol (PS) mit Graduierung

Bewahrung der Probe - steril, einzeln verpackt


Einfache Identifikation - farbcodierter Wattestopfen, Farben nach Norm-Code

Präzise, minimale Restnetzung - nahtlos aus einem Guss

Zusätzliche Kapazität - durch negative Graduierung

Anzeige von dosiertem Volumen und Restvolumen - 5, 10 und 25 mL Pipetten mit gegenläufiger Doppelskala für dosiertes Volumen und Restvolumen

Beschreibung



Länge

Volumen

271,0 mm	1,0 mL
271,0 mm	2,0 mL
294,0 mm	5,0 mL
294,0 mm	10,0 mL
297,0 mm	25,0 mL

Bestellinformationen

Pos.	Volumen	Neg. Volumen	Farbcode	Graduierung	Sterilität	Verpackung	VE	Kat. Nr.
1,0 mL	0,3 mL		0,01 mL	▪ einzeln verpackt	1x2000	8-840-00-0	▪ Beutel/25 Stk.	160x25 8-840-00-1
2,0 mL	0,4 mL		0,02 mL	▪ einzeln verpackt	1x2000	8-840-01-0	▪ Beutel/25 Stk.	160x25 8-840-01-1
5,0 mL	3,0 mL		0,10 mL	▪ einzeln verpackt	1x1000	8-840-02-0	▪ Beutel/25 Stk.	60x25 8-840-02-1
10,0 mL	3,0 mL		0,10 mL	▪ einzeln verpackt	1x800	8-840-03-0	▪ Beutel/25 Stk.	40x25 8-840-03-1
25,0 mL	2,6 mL		0,20 mL	▪ einzeln verpackt	1x400	8-840-04-0	▪ Beutel/10 Stk.	40x10 8-840-04-1



+49(0)3631/46594-04
+49(0)3631/46594-10
info@ahn-bio.de

Uthleber Weg 14
D-99734 Nordhausen
www.ahn-bio.de

ahn®
biotechnologie GmbH