

ahn myDpette

Flaschenaufsatz-Dispenser

Einziger Kolbenmechanismus - Reinigung von Kolben und Zylinder ohne Beeinträchtigung der Kalibrierung

Doppelskala - Lesbarkeit des Volumens von beiden Seiten

Federloses Ventil-Design - für eine reibungslose Funktionsweise und hohe Chemikalienbeständigkeit

Umweltfreundlich - während der Entleerung der Röhren im Rezirkulationsmodus wird das Reagenz zurück in die Reagenzflasche umgeleitet, um jegliche Verschwendung wertvoller Reagenzien zu verhindern, für eine sichere und sparsame Handhabung

Komfortable Bedienung - 360° Dispenser, Flaschenetikett ist hier immer sichtbar / anpassbares Teleskop-Ansaugrohr auf verschiedene Flaschenhöhen / ergonomische Handhabung

Einfache Kalibrierung - entspricht dem Standard DIN EN ISO 8655-5




Bestellinformationen

Beschreibung	VE	Kat.-Nr.
AHN myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 0,25-2,5 mL	Karton/1 Stk.	8-700-00-0
AHN myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 0,5-5,0 mL	Karton/1 Stk.	8-701-00-0
AHN myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 1,0-10,0 mL	Karton/1 Stk.	8-702-00-0
AHN myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 2,5-25,0 mL	Karton/1 Stk.	8-703-00-0
AHN myDpette Flaschenaufsatz-Dispenser 5,0-50,0 mL	Karton/1 Stk.	8-704-00-0

2
JAHRE
GARANTIE

autoklavierbar
120°C
20 min

Lieferumfang
1 Stk. Flaschenaufsatz-Dispenser
4 Stk. Flaschen-Adapter (Gewindegrößen: 28, 38, 40 und 45 mm)
1 Stk. Teleskop-Ansaugrohr
1 Stk. Rückdosierrohr
1 Stk. Kalibrationswerkzeug
1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Konformitätserklärung
1 Stk. Kalibrierbericht
1 Stk. Garantiekarte



Doppelskala



Rückführventil

