

# ahn myLab CLC-01

Klinische Zentrifuge 4000 min<sup>-1</sup>

**Anwendung** - entwickelt für die Blutzentrifugation und andere klinische Anwendungen\*

**Mehrere Gefäß- und Rotoroptionen** - 6x10mL (Ausschwingrotor) / 8 x 15 mL (Festwinkelrotor) / 16x10 mL (Festwinkelrotor) / jedem Rotor liegen passende Adapter, Röhrchenhalter (nur für CRC-4-6S), Abstandshalter (nur bei CRC-4-8, CRC-4-16) bei - 10 mL, 9 mL, 8 mL, 6 mL, 4 mL, 3 mL und 2 mL

**Maximale Geschwindigkeit** - bis zu 4000 min<sup>-1</sup> / 2270 x g variiert je Rotor

**Präzise Bedienung** - einstellbar von 500 bis 4000 min<sup>-1</sup> im Intervall von 10 min

**Memory-Funktion** - kann bis zu 99 benutzerdefinierte Pro-gramme (Protokolle) speichern


**Erhöhte Benutzerfreundlichkeit und Komfort** - automatisches Sicherheits-Bremssystem, das das Öffnen des Deckels während des Betriebs verhindert / Unwuchterkennung

**Robustes Design** - Brüstenloser Gleichstrommotor für wartungsfreien und langlebigen Betrieb, perfekt für längere Durchläufe

**Bequeme Anwendung** - Speicherfunktion des letzten Durchlaufs / benutzer- freundliche Oberfläche für Geschwindigkeits- und Zeiteinstellung / Short Spin-Funktion



## Bestellinformationen

Spezifikationen					
<b>Rotortyp:</b> Ausschwing		<b>Rotortyp:</b> Festwinkel		<b>Rotortyp:</b> Festwinkel	
<b>Kapazität:</b> 6x10 mL		<b>Kapazität:</b> 8x15 mL		<b>Kapazität:</b> 16x10 mL	
<b>Max RCF:</b> 2270 x g		<b>Max RCF:</b> 1950 x g		<b>Max RCF:</b> 2180 x g	
<b>Kat.-Nr.:</b> CRC-4-6S		<b>Kat.-Nr.:</b> CRC-4-8		<b>Kat.-Nr.:</b> CRC-4-16	

Beschreibung	Kat.-Nr.
AHN myLab® CLC-01 Klinische Zentrifuge 4000 min <sup>-1</sup>	7-010-00-0

Lieferumfang
1 Stk. Klinische Zentrifuge 4000 min <sup>-1</sup>
1 Stk. Inbusschlüssel Adapter
1 Stk. Ausschwingrotor
2x 6 Stk. Röhrchenhalter
1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Garantiekarte
1 Stk. Netz-Adapter

Spezifikationen	
Unwuchterkennung	Ja, autom
Abschaltvorrichtung Zeiteinstellung	1-999 min / Endlos-Modus
Gewicht	7,7 kg (ohne Rotor)
Abmessungen (BxTxH)	355x415x173mm

AHN myLab® CLC-01 Klinische Zentrifuge 4000, ist für die Verarbeitung von Blut und anderen klinischen Proben in Anwendungen wie PRP (Platelet Rich Plasma), Arztpraxen, pathologischen Laboratorien sowie für routinemäßige Zentrifugiertests im Krankenhaus konzipiert. Insbesondere wird sie zur Verarbeitung und Analyse von Proben aus dem menschlichen Körper in in-vitro-diagnostischen Anwendungen verwendet, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostika gemäß der Richtlinie 98/79/EG eingesetzt werden kann. Deshalb gelten die AHN myLab® CLC-01 Klinische Zentrifuge 4000 min<sup>-1</sup> und ihr Zubehör als In-vitro-Diagnostika Zubehör und sind selbst In-vitro-Diagnostika im Sinne von Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über In-vitro-Diagnostika.

