

AHN myLab® SM-01

Magnetrührer 1500 min⁻¹

Anwendung - in Laboren, Apotheken und Schulen

Maximale Geschwindigkeit - einstellbar von 15 bis 1500 min⁻¹ im Intervall von 50 min⁻¹ / softwaregesteuerte sukzessive Beschleunigung

Einstellung der Dauer - von 1-99 Minuten / Dauerbetrieb

Optimale Vermischung - Puls-Modus, bei dem sich die Mischrichtung alle 30 Sekunden ändert

Wartungsfreies Design - spritzwasser-, korrosions- sowie chemikalienbeständig / enthält keine beweglichen Teile / hochwertiger Rührmagnet

Benutzerfreundliche Oberfläche und Design - digitales Display mit Echtzeit-Geschwindigkeits- und Restlaufzeit-anzeige / Speicherung der letzten Einstellung / extrem flach (nur 16,0 mm) / ebene Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung



Bestellinformationen

Beschreibung

AHN myLab® SM-01 Magnetrührer 1500 min⁻¹

Kat. Nr.

7-300-00-0

Lieferumfang

- 1 Stk. Magnetrührer 1500 min⁻¹
- 1 Stk. Magnetührstäbchen (PTFE beschichtet, 25x8 mm)
- 1 Stk. Bedienungsanleitung
- 1 Stk. Garantiekarte

Spezifikationen

Max. Rührmenge	800 mL
Empfohlene Rührmagnetlänge	25 mm
Schutzklasse	IP 65
Abmessungen (BxTxH)	120 x 164 x 16 mm
Gewicht	400 g



+49(0)3631/46594-04
+49(0)3631/46594-10
info@ahn-bio.de

Uthleber Weg 14
D-99734 Nordhausen
www.ahn-bio.de

 ahn®
biotechnologie GmbH