

ahn myLab SM-01

Magnetrührer 1500 min⁻¹

Anwendung - in Laboren, Apotheken und Schulen

Maximale Geschwindigkeit - einstellbar von 15 bis 1500 min⁻¹ im Intervall von 50 min⁻¹ / softwaregesteuerte sukzessive Beschleunigung

Einstellung der Dauer - von 1- 99 Minuten / Dauerbetrieb


Optimale Vermischung - Puls-Modus, bei dem sich die Mischrichtung alle 30 Sekunden ändert

Wartungsfreies Design - spritzwasser-, korrosions- sowie chemikalienbeständig / enthält keine beweglichen Teile / hochwertiger Rührmagnet

Benutzerfreundliche Oberfläche und Design - digitales Display mit Echtzeit-Geschwindigkeits- und Restlaufzeitanzeige / Speicherung der letzten Einstellung / extrem flach (nur 16,0 mm) / ebene Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung



Spezifikationen



Bestellinformationen

Beschreibung		Kat.-Nr.	Spezifikationen	
AHN myLab® SM-01 Magnetrührer 1500 min ⁻¹		7-300-00-0	Max. Rührmenge	800 mL
			Empfohlene Rührmagnetlänge	25 mm
Optionales Zubehör		Kat.-Nr.	Schutzklasse	IP65
Magnetrührstäbchen - PTFE beschichtet, 25x8 mm		CRS-MAG	Abmessungen (BxTxH)	20x164x16 mm
			Gewicht	400 g
Lieferumfang				
1 Stk. Magnetrührer 1500 min ⁻¹				
1 Stk. Magnetrührstäbchen (PTFE beschichtet, 25x8 mm)				
1 Stk. Bedienungsanleitung				
1 Stk. Garantiekarte				

