

ahn myLab SM-01

Magnetrührer 1500 min⁻¹

Anwendung - in Laboren, Apotheken und Schulen


Maximale Geschwindigkeit - einstellbar von 15 bis 1500 min⁻¹ im Intervall von 50 min⁻¹ / softwaregesteuerte sukzessive Beschleunigung

Einstellung der Dauer - von 1- 99 Minuten / Dauerbetrieb

Optimale Vermischung - Puls-Modus, bei dem sich die Mischrichtung alle 30 Sekunden ändert

Wartungsfreies Design - spritzwasser-, korrosions- sowie chemikalienbeständig / enthält keine beweglichen Teile / hochwertiger Rührmagnet

Benutzerfreundliche Oberfläche und Design - digitales Display mit Echtzeit-Geschwindigkeits- und Restlaufzeitanzeige / Speicherung der letzten Einstellung / extrem flach (nur 16,0 mm) / ebene Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung



Spezifikationen

Bestellinformation

Beschreibung	Kat.-Nr.	Spezifikationen	
AHN myLab® SM-01 Magnetrührer 1500 min ⁻¹	7-300-00-0	Max. Rührmenge	800 mL
		Empfohlene Rührmagnetlänge	25 mm
		Schutzklasse	IP65
		Abmessungen (BxTxH)	20x164x16 mm
		Gewicht	400 g
Optionales Zubehör		Kat.-Nr.	
Magnetrührstäbchen - PTFE beschichtet, 25x8 mm	CRS-MAG		
Lieferumfang			
1 Stk. Magnetrührer 1500 min ⁻¹			
1 Stk. Magnetrührstäbchen (PTFE beschichtet, 25x8 mm)			
1 Stk. Bedienungsanleitung			
1 Stk. Garantiekarte			

ahn®



+49(0)3631/65242-0

+49(0)3631/65242-90

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland



info@cappahn.com

www.ahn-bio.de

