

AHN myLab® TR-02

Röhrchen-Rotator 30 min⁻¹

Anwendung - ideal für die Verarbeitung von Blutproben

Kapazität - 16 Röhrchen (4 ESR-Röhrchen und 12 Blutsammelröhrchen) / maximales Fassungsvermögen von 1,5 kg

Konstante Drehzahl - 30 min⁻¹ mit einer Genauigkeit von ± 2 min⁻¹

Optimales Mischen - dank sanfter und kreisförmiger Bewegung auf der Rotations-scheibe im Winkel von 38 Grad

Robuste und platzsparende Bauweise - robuste Metallbauweise mit Gummifüßen für stabiles Arbeiten / kompaktes Design benötigt minimalen Platz

Einfache Wartung und Anpassung - die Rotations-scheibe kann zur Reinigung und zum Austausch leicht entfernt werden



Bestellinformationen

Beschreibung

AHN myLab® TR-02 Röhrchen-Rotator 30 min⁻¹

Kat.-Nr.

7-210-00-0

Lieferumfang

- 1 Stk. Röhrchen-Rotator 30 min⁻¹
- 1 Stk. Netzteiladapter
- 1 Stk. Bedienungsanleitung
- 1 Stk. Garantiekarte

Spezifikationen

Laufzeit	Kontinuierlich/endlos
Geräuschpegel	Geräuschloser Betrieb
Max. Fassungsvermögen	1,5 kg
Schutzklasse	IP 21
Abmessungen (BxTxH)	278 x 183 x 252 mm
Gewicht	1,7 kg



+49(0)3631/46594-04
+49(0)3631/46594-10
info@ahn-bio.de

Uthleber Weg 14
D-99734 Nordhausen
www.ahn-bio.de

ahn®
biotechnologie GmbH