

# ahn myLab TR-02

## Röhrchen-Rotator 30 min<sup>-1</sup>

**Anwendung** - Ideal für die Verarbeitung von Blutproben


**Kapazität** - 16 Röhrchen (4 ESR-Röhrchen und 12 Blutsammelröhrchen)/ maximales Fassungsvermögen von 1,5 kg

**Konstante Drehzahl** - 30 min<sup>-1</sup> mit einer Genauigkeit von  $\pm 2$  min<sup>-1</sup>

**Optimales Mischen** - dank sanfter und kreisförmiger Bewegung auf der Rotationsscheibe im Winkel von 38 Grad

**Robuste und platzsparende Bauweise** - robuste Metallbauweise mit Gummifüßen für stabiles Arbeiten / kompaktes Design benötigt minimalen Platz

**Einfache Wartung und Anpassung** - die Rotationsscheibe kann zur Reinigung und zum Austausch leicht entfernt werden



## Bestellinformationen

Beschreibung	Kat.-Nr.
AHN myLab® TR-02 Röhrchen-Rotator 30 min <sup>-1</sup>	7-210-00-0

Spezifikationen	
Laufzeit	Kontinuierlich/endlos
Geräuschpegel	Geräuschloser Betrieb
Max. Fassungsvermögen	1,5 kg
Schutzklasse	IP 21
Abmessungen (BxTxH)	278 x 183 x 252 mm
Gewicht	1,7 kg

Lieferumfang
1 Stk. Röhrchen-Rotator 30 min <sup>-1</sup>
1 Stk. Netzteiladapter
1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Garantiekarte

