

ahn myTip®

Filterspitzen FT



metall
- frei

Keine Probenverunreinigung - Filter aus reinem, hochwertigem, hydrophobem Polyethylen ohne Additive
Keine Pipettenkontamination - Filter blockiert Aerosole und Flüssigkeiten (Dämpfe, radioaktive, biologisch gefährliche oder ätzende Proben) durch die Mikroporen-Filtertechnologie (MPF-Technologie, Filterporengröße 5-40 µm)

Optimierte Passform und leichter Spitzenabwurf
- verbesserte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz
Schnelle und einfache Volumenkontrolle -
Graduierungslinien an der Pipettenspitze

Präzises Pipettieren ohne Probenverlust - konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Auslass der Spitze


Kein Risiko der Probenverunreinigung - Spitzen aus nicht benetzbarem, reinem Polypropylen

Einfache Identifikation der Pipettenspitze - farbige Racks ermöglichen eine schnelle und einfache Bestimmung der Pipettenspitze sowie der geeigneten Pipette

Unversehrtheit des Produktes - sterile Version verfügbar (Beta-Bestrahlung)

Versionen - erhältlich in Beuteln und Rackboxen

Kompatibilitätstabelle verfügbar im Katalog



Filter	Porengröße	Material	Merkmal	Verwendung in folgender Filterspitze
	10-40 µm	PE	hydrophob	10 µL 10 µL XL
	10-40 µm	PE	hydrophob	20 µL
	10-40 µm	PE	hydrophob	100 µL
	10-40 µm	PE	hydrophob	200 µL 300 µL
	10-40 µm	PE	hydrophob	1000 µL
	10-40 µm	PE	hydrophob	1250 µL

ahn®



+49(0)3631/65242-0

+49(0)3631/65242-90

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland



info@cappahn.com

www.ahn-bio.de



Bestellinformation

Volumen	Länge	Farbe Spitze	Farb-code	Sterilisiert	Ver-packung	VE	Kat.-Nr.
 AHN myTip® FT 10 µL	31,20 mm	klar			Beutel	Karton / 20 x 1000	2-002-81-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	2-003-C5-0
 AHN myTip® FT 10/20 µL XL	45,80 mm	klar			Beutel	Karton / 20 x 1000	2-062-81-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	2-063-C5-0
 AHN myTip® FT 20 µL	53,40 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	2-117-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	2-118-C5-0
 AHN myTip® FT 100 µL	53,40 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	2-119-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	2-120-C5-0
 AHN myTip® FT 200 µL	53,40 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	2-127-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	2-128-C5-0
 AHN myTip® FT 300 µL	59,35 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	2-134-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	2-135-C5-0
 AHN myTip® FT 1000 µL	84,30 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	2-202-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	2-203-C4-0
 AHN myTip® FT 1250 µL	97,60 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	2-204-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	2-205-C4-0

