

ahn myTip RB





Rackbox-System ohne Pipettenspitzen

Mühe-lose und sichere Handhabung

- einfaches Öffnen und Schließen der Rackbox mit einer Hand / sicherer Rackboxverschluss / Stapelbarkeit der Rackboxen für eine sichere Lagerung

Universelle Passform - Racks sind kompatibel mit Mehrkanalpipetten (Standard 9 mm SBS Format)

Rackboxen sind in kleinen und großen Größen erhältlich / Racks im 8x12 Format und 6x10 Format



metall-
frei



Bestellinformationen

| Volumen | | Farbe | VE | Kat.-Nr. |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------|------------|
| AHN myTip® RB für 10 µL/10 µL XL Pipetten-/Filterspitzen | | klar schwarz (RB) / hellgrau (R)* | Karton / 5 x 10 Rackbox | 4-500-C5-E |
| AHN myTip® RB für 200 µL/300 µL Pipetten-/Filterspitzen | | klar schwarz (RB) / Gelb (R)* | Karton / 5 x 10 Rackbox | 4-501-C5-E |
| AHN myTip® RB für 200 µL Gelloder Pipetten-/Filterspitzen | | klar schwarz (RB) / Gelb (R)* | Karton / 4 x 8 Rackbox | 4-502-C4-E |
| AHN myTip® RB für 1000 µL Pipetten-/Filterspitzen | | klar schwarz (RB) / Blau (R)* | Karton / 4 x 8 Rackbox | 4-503-C4-E |
| AHN myTip® RB für 1250 µL Pipetten-/Filterspitzen | | klar schwarz (RB) / Blau (R)* | Karton / 4 x 8 Rackbox | 4-504-C4-E |

*RB - Rackbox | R - Rack

