

AHN myTip®

Standard | Makro Pipettenspitzen



metall-
frei



autoklavierbar
121 °C
20 min

AHN myTip® Standard Pipettenspitzen

Optimierte Passform und leichter Spitzenabwurf - verbesserte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz

Schnelle und einfache Volumenkontrolle - Graduierungslinien an der Pipettenspitze

Präzises Pipettieren ohne Probenverlust - konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Auslass der Spitze

Verwendung von hochwertigem Material - Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen

Unversehrtheit des Produktes - sterile Version verfügbar (Beta-Bestrahlung)

Sterile Handhabung - Pipettenspitzen sind autoklavierbar (121 °C / 20 min)

Versionen - erhältlich in Beuteln und Rackboxen



metall-
frei

autoklavierbar
121 °C
20 min

AHN myTip® MaT Makro Pipettenspitzen

Optimierte Konusgeometrie - für perfekten Sitz auf der definierten Pipette


Präzision ohne Probenverlust - konische Spitzenöffnung zur Vermeidung von Tropfenbildung

Kein Risiko der Probenverunreinigung - Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen

Unversehrtheit des Produktes - sterile Version verfügbar (Beta-Bestrahlung)

Autoklavierbarkeit - 121 °C / 20 min

Vepackung - erhältlich in Beuteln

















+49(0)3631/46594-04
+49(0)3631/46594-10
info@ahn-bio.de

Uthleber Weg 14
D-99734 Nordhausen
www.ahn-bio.de

ahn®
biotechnologie GmbH

Bestellinformationen

Volumen	Länge	Farbe	Sterilisiert	Verpackung	VE	Kat.-Nr.
 0,1-10 µL, AHN myTip®	34,1 mm	klar	■	Beutel	20x1000	1-000-81-0
		klar		Rackbox	5x10x96	1-000-C5-0
		klar		Rackbox	5x10x96	1-001-C5-0
 0,1-10/20 µL XL, AHN myTip®	45,6 mm	klar	■	Beutel	20x1000	1-060-81-0
		klar		Rackbox	5x10x96	1-060-C5-0
		klar		Rackbox	5x10x96	1-061-C5-0
 0,5-10/20 µL, AHN myTip®	45,7 mm	klar	■	Beutel	20x1000	1-050-81-0
		klar		Rackbox	5x10x96	1-050-C5-0
		klar		Rackbox	5x10x96	1-051-C5-0
 1-200 µL, AHN myTip®	50,8 mm	klar	■	Beutel	2x1000	1-110-60-0
		klar		Beutel	35x1000	1-110-81-0
		klar		Rackbox	5x10x96	1-110-C5-0
		klar		Rackbox	5x10x96	1-111-C5-0
 1-200 µL, AHN myTip®	50,8 mm	Gelb	■	Beutel	2x1000	1-110-60-1
		Gelb		Beutel	35x1000	1-110-81-1
		Gelb		Rackbox	5x10x96	1-110-C5-1
 1-200 µL, Gelloader, AHN myTip®	68,5 mm	klar	■	Beutel	5x1000	1-130-70-0
		klar		Rackbox	5x10x96	1-130-C5-0
		klar		Rackbox	5x10x96	1-131-C5-0
 5-300 µL, AHN myTip®	55,0 mm	klar	■	Beutel	20x1000	1-103-81-0
		klar		Rackbox	5x10x96	1-103-C5-0
		klar		Rackbox	5x10x96	1-104-C5-0
 100-1000 µL, kurz, AHN myTip®	70,1 mm	klares Blau	■	Beutel	10x1000	1-209-80-2
		klares Blau		Rackbox	5x10x60	1-209-C5-2
		klares Blau		Rackbox	5x10x60	1-207-C5-2
 100-1000 µL, lang, AHN myTip®	86,0 mm	klar	■	Beutel	20x500	1-200-80-0
		klar		Rackbox	5x10x96	1-200-C5-0
		klar		Rackbox	5x10x96	1-201-C5-0
 100-1000 µL, lang, AHN myTip®	86,0 mm	Blau	■	Beutel	20x500	1-200-80-2
		Blau		Beutel	5x10x96	1-200-C5-2
 1-5 mL, AHN myTip® MaT	126,0 mm	klares Blau	■	Beutel	8x250	1-211-84-0
		klares Blau		Beutel	8x250	1-215-84-0
 1-5 mL, AHN myTip® MaT	126,0 mm	klar	■	Beutel	8x250	1-210-84-0
		klar		Beutel	8x250	1-214-84-0
 1-5,5 mL, AHN myTip® MaT	147,5 mm	klar	■	Beutel	8x250	1-212-84-0
		klar		Beutel	8x250	1-216-84-0
 1-10 mL, AHN myTip® MaT	150,0 mm	klar	■	Beutel	10x100	1-213-50-0
		klar		Beutel	10x100	1-217-50-0

