

ahn myTip

Pipettenspitzen | Makro Pipettenspitzen



ahn myTip Pipettenspitzen

Optimierte Passform und leichter Spitzenabwurf - verbesserte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz

Schnelle und einfache Volumenkontrolle - Graduierungslinien an der Pipettenspitze

Präzises Pipettieren ohne Probenverlust - konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Auslass der Spitze


Verwendung von hochwertigem Material - Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen

Einfache Identifikation der Pipettenspitze - farbige Racks ermöglichen eine schnelle und einfache Bestimmung der Pipettenspitze sowie der geeigneten Pipette

Unversehrtheit des Produktes - sterile Version verfügbar (Beta-Bestrahlung)

Versionen - erhältlich in Beuteln und Rackboxen

Kompatibilitätstabelle auf Anfrage erhältlich



ahn myTip MaT Makro Pipettenspitzen

Optimierte Konusgeometrie - für perfekten Sitz auf der definierten Pipette

Präzision ohne Probenverlust - konische Spitzenöffnung zur Vermeidung von Tropfenbildung

Kein Risiko der Probenverunreinigung - Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen








Unversehrtheit des Produktes - sterile Version verfügbar (Beta-Bestrahlung)

Versionen - erhältlich in Beuteln

Kompatibilitätstabelle auf Anfrage erhältlich



Bestellinformationen

Volumen	Länge	Farbe Spitze	Farb-code	Sterilisiert	Ver-packung	VE	Kat.-Nr.
 AHN myTip® 10 µL	31,20 mm	klar			Beutel	Karton / 20 x 1000	1-002-81-0
		klar	■		Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-002-C5-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-003-C5-0
 AHN myTip® 10 µL, XL	45,80 mm	klar			Beutel	Karton / 20 x 1000	1-062-81-0
		klar	■		Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-062-C5-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-063-C5-0
 AHN myTip® 200 µL	53,40 mm	klar			Beutel	Karton / 30 x 1000	1-121-86-0
		klar	■		Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-121-C5-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-122-C5-0
 AHN myTip® 200 µL	53,40 mm	Gelb			Beutel	Karton / 30 x 1000	1-121-86-1
		Gelb	■		Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-121-C5-1
		Gelb	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-122-C5-1
 AHN myTip® Gelloader 200 µL	68,50 mm	klar			Beutel	Karton / 5 x 1000	1-130-70-0
		klar	■		Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-130-C4-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-131-C4-0
 AHN myTip® 300 µL	59,35 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	1-127-80-0
		klar	■		Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-127-C5-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-128-C5-0
 AHN myTip® 1000 µL, kurz	70,10 mm	klares Blau			Beutel	Karton / 10 x 1000	1-209-80-2
 AHN myTip® 1000 µL	84,30 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	1-202-80-0
		klar	■		Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-202-C4-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-203-C4-0
 AHN myTip® 1000 µL	84,30 mm	Blau			Beutel	Karton / 10 x 1000	1-202-80-2
		Blau	■		Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-202-C4-2
		Blau	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-203-C4-2
 AHN myTip® 1250 µL	97,60 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	1-204-80-0
		klar	■		Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-204-C4-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-205-C4-0

Volumen	Länge	Farbe	Sterilisiert	Ver-packung	VE	Kat.-Nr.
 AHN myTip® MaT 5 mL	124,00 mm	klar		Beutel	Karton / 10 x 250	1-218-61-0
		klar	■	Beutel	Karton / 10 x 250	1-222-61-0
 AHN myTip® MaT 5 mL	126,00 mm	klar		Beutel	Karton / 8 x 250	1-210-84-0
 AHN myTip® MaT 5.5 mL	147,50 mm	klar		Beutel	Karton / 8 x 250	1-212-84-0
		klar	■	Beutel	Karton / 8 x 250	1-216-84-0
 AHN myTip® MaT 10 mL	150,00 mm	klar		Beutel	Karton / 10 x 100	1-213-50-0
 AHN myTip® MaT 10 mL	181,00 mm	klar		Beutel	Karton / 5 x 200	1-220-50-0
		klar	■	Beutel	Karton / 5 x 200	1-224-50-0

