

# ahn myTip

## Pipettenspitzen | Makro Pipettenspitzen



### ahn myTip Pipettenspitzen

**Optimierte Passform und leichter Spitzenabwurf** - verbesserte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz

**Schnelle und einfache Volumenkontrolle** - Graduierungslinien an der Pipettenspitze

**Präzises Pipettieren ohne Probenverlust** - konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Auslass der Spitze



**Verwendung von hochwertigem Material** - Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen

**Einfache Identifikation der Pipettenspitze** - farbige Racks ermöglichen eine schnelle und einfache Bestimmung der Pipettenspitze sowie der geeigneten Pipette

**Unversehrtheit des Produktes** - sterile Version verfügbar (Beta-Bestrahlung)

**Versionen** - erhältlich in Beuteln und Rackboxen

**Kompatibilitätstabelle** auf Anfrage erhältlich



### ahn myTip MaT Makro Pipettenspitzen

**Optimierte Konusgeometrie** - für perfekten Sitz auf der definierten Pipette

**Präzision ohne Probenverlust** - konische Spitzenöffnung zur Vermeidung von Tropfenbildung

**Kein Risiko der Probenverunreinigung** - Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen










**Unversehrtheit des Produktes** - sterile Version verfügbar (Beta-Bestrahlung)




**Versionen** - erhältlich in Beuteln

**Kompatibilitätstabelle** auf Anfrage erhältlich



# Bestellinformation

Volumen	Länge	Farbe Spitze	Farb-code	Sterilisiert	Ver-packung	VE	Kat.-Nr.
 AHN myTip® 10 µL	31,20 mm	klar			Beutel	Karton / 20 x 1000	1-002-81-0
		klar	■		Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-002-C5-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-003-C5-0
 AHN myTip® 10/20 µL, XL	45,80 mm	klar			Beutel	Karton / 20 x 1000	1-062-81-0
		klar	■		Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-062-C5-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-063-C5-0
 AHN myTip® 200 µL	53,40 mm	klar			Beutel	Karton / 30 x 1000	1-121-86-0
		klar	■		Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-121-C5-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-122-C5-0
 AHN myTip® 200 µL	53,40 mm	Gelb			Beutel	Karton / 30 x 1000	1-121-86-1
		Gelb	■		Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-121-C5-1
		Gelb	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-122-C5-1
 AHN myTip® Gelloader 200 µL	68,50 mm	klar			Beutel	Karton / 5 x 1000	1-130-70-0
		klar	■		Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-130-C4-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-131-C4-0
 AHN myTip® 300 µL	59,35 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	1-127-80-0
		klar	■		Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-127-C5-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	1-128-C5-0
 AHN myTip® 1000 µL	84,30 mm	klar			Beutel	Karton / 20 x 500	1-202-80-0
		klar	■		Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-202-C4-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-203-C4-0
 AHN myTip® 1000 µL	84,30 mm	Blau			Beutel	Karton / 20 x 500	1-202-80-2
		Blau	■		Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-202-C4-2
		Blau	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-203-C4-2
 AHN myTip® 1250 µL	97,60 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	1-204-80-0
		klar	■		Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-204-C4-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	1-205-C4-0

Volumen	Länge	Farbe	Sterilisiert	Ver-packung	VE	Kat.-Nr.
 AHN myTip® MaT 5 mL	124,00 mm	klar		Beutel	Karton / 10 x 250	1-218-61-0
		klar	■	Beutel	Karton / 10 x 250	1-222-61-0
 AHN myTip® MaT 5 mL	126,00 mm	klar		Beutel	Karton / 8 x 250	1-210-84-0
 AHN myTip® MaT 5.5 mL	147,50 mm	klar		Beutel	Karton / 8 x 250	1-212-84-0
		klar	■	Beutel	Karton / 8 x 250	1-216-84-0
 AHN myTip® MaT 10 mL	150,00 mm	klar		Beutel	Karton / 10 x 100	1-213-50-0
 AHN myTip® MaT 10 mL	181,00 mm	klar		Beutel	Karton / 5 x 200	1-220-50-0
		klar	■	Beutel	Karton / 5 x 200	1-224-50-0

