

# ahn myTube CT



Zentrifugenröhrchen 15 mL | 50 mL

**Kein Risiko der Probenverunreinigung** – qualitativ hochwertiges Rohmaterial erfüllt die Reinheitsanforderungen

**Zentrifugenröhrchen mit flachem Schraubverschluss**

**Einfache Probenidentifikation** – großes Beschriftungsfeld auf dem Röhrchen

**Schnelle und einfache Volumenkontrolle** – präzise Graduierungslinien

**Kein Probenverlust** – Röhrchen widersteht hohen Zentrifugalkräften und Temperaturschwankungen (-80 °C bis + 121°C)

**Zentrifugenspezifikationen:**

bis zu 17.000 RCF - 15 mL Zentrifugenröhrchen

bis zu 20.000 RCF - 50 mL Zentrifugenröhrchen

bis zu 7.000 RCF - 50 mL Zentrifugenröhrchen (selbststehend)

**Bequeme Handhabung** – der 3/4-Drehverschluss ermöglicht eine Einhandbedienung beim Öffnen und Schließen

**Unversehrtheit des Produktes** – sterile Version verfügbar (Gamma-Bestrahlung)

**Sterile Handhabung** – autoklavierbar (geöffnet 121°C / 15 min)

**Versionen** – 50 mL Zentrifugenröhrchen sind ohne Stehrand oder selbststehend (mit Stehrand) erhältlich



metallfrei

autoklavierbar  
121°C  
15 min

## Bestellinformation

Volumen	Höhe	Farbe	Sterilisiert	Verpackung	VE	Kat.-Nr.
15 mL	120,0 mm	klar/Grau		Beutel	20x25	3-254-25-8
		klar/Grau		rack	20x25	3-255-25-8
		klar/Grau	■	Beutel	20x25	3-256-25-8
		klar/Grau	■	rack	20x25	3-257-25-8
50 mL	115,0 mm	klar/Grau		Beutel	20x25	3-270-25-8
		klar/Grau		rack	20x25	3-271-25-8
		klar/Grau	■	Beutel	20x25	3-272-25-8
		klar/Grau	■	rack	20x25	3-273-25-8
50 mL selbststehend	115,0 mm	klar/Grau		Beutel	20x25	3-280-25-8
		klar/Grau	■	Beutel	20x25	3-281-25-8



ohne Stehrand



selbststehend (Stehrand)

ahn®



+49(0)3631/65242-0



+49(0)3631/65242-90



Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland



info@cappahn.com



www.ahn-bio.de

