

ahn myTube MCT

Mikroröhrchen 0,5 mL | 1,5 mL | 2,0 mL



Mühe- und sichere Handhabung – ergonomisches Deckeldesign mit Einführhilfen (1,5 mL / 2,0 mL) und sicherem Klickverschluss ermöglicht ein einfaches und sicheres Öffnen und Schließen des Röhrchens / Röhrchenboden und -deckel sind nicht scharfkantig, Schutzhandschuhe werden nicht beschädigt / Röhrchendeckel ist punktierbar

Schnelle und einfache Volumenkontrolle – präzise Graduierungslinien / 1,5 mL Röhrchen verfügt über 0,2 mL zusätzliches Volumen und 0,5 mL Röhrchen über 0,1 mL zusätzlichem Volumen für Kühl- und Erhitzungszwecke

Einfache Probenidentifikation – mattierte Kennzeichnungsflächen für eine einfache Beschriftung

Optische Messung - hochtransparentes Röhrchen

Kein Risiko der Probenverunreinigung und Verlust der Probe – qualitativ hochwertiges Rohmaterial entspricht den Reinheitsstandards und verfügt über eine sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit

Zentrifugenspezifikationen:

bis zu 20.000 x g - 0,5 mL Mikroröhrchen

bis zu 25.000 x g - 1,5 mL / 2,0 mL

Unversehrtheit des Produktes – sterile Version verfügbar (Beta-Bestrahlung)

Sterile Handhabung - autoklavierbar (geöffnet 121 °C / 15 min)

metall-
frei

autoklavierbar
121°C
15 min

Bestellinformation

Volumen	Höhe	Farbe	Sterilisiert	Verpackung	VE	Kat.-Nr.
0,5 mL	31,6 mm	klar	■	Beutel	5x1000	3-116-C5-0
		klar	■	Beutel	16x500	3-205-80-0
1,5 mL	40,9 mm	klar	■	Beutel	10x500	3-207-C5-0
		Schwarz*	■	Beutel	16x500	3-205-80-7
2,0 mL	41,7 mm	klar	■	Beutel	16x500	3-204-80-0
		klar	■	Beutel	10x500	3-208-C5-0

*Schutz von lichtempfindlichen Proben

ahn®



+49(0)3631/65242-0



+49(0)3631/65242-90



Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland



info@cappahn.com



www.ahn-bio.de

