

# AHN myTube® PCR

PCR-Streifen 8 x 0,1 mL | 8 x 0,2 mL



**Optische Messung** - hohe Transparenz der PCR-Streifen erlaubt den Einsatz für Anwendungen, bei denen das optische qPCR-Signal vom Boden der Röhrgchen kommt

**Reduzierte Zykluszeit und optimale Wärmeübertragung** - durch extra dünne, gleichmäßige Wandstärke der Röhrgchen

**Geringe Bindung** - Reduzierung der Anhaftung von Proteinen auf ein Minimum

**Sterile Handhabung** - jede Charge wird unter strengen sterilen Bedingungen gefertigt

**Versionen** - erhältlich als 0,1 mL und 0,2 mL PCR-Streifen ohne Deckel oder mit anhängendem Deckel / die beiden 0,1 mL und 0,2 mL PCR-Streifen ohne Deckel können mit dem 8er Deckelstreifen verschlossen werden (Kat.-Nr. 3-035-01-0)

**Kompatibilität** - wir empfehlen die 0,1 mL PCR-Streifen besonders für Thermocycler mit Niedrigprofil und die 0,2 mL PCR-Streifen für Standard-Thermocycler, die Röhrgchen mit normalem Profil erfordern / Kompatibilitätstabelle auf Anfrage erhältlich



metall-  
frei

autoklavierbar  
121 °C  
15 min

## Bestellinformationen

Volumen	Höhe	Farbe	Sterilisiert	Verpackung	VE	Kat.-Nr.
8 x 0,1 mL 	16,6 mm	klar		Beutel	15x120	3-036-00-0
8 x 0,1 mL 	16,6 mm	klar		Beutel	8x120	3-036-02-0
8 x 0,2 mL 	21,8 mm	klar		Beutel	20x120	3-035-00-0
8 x 0,2 mL 	21,8 mm	klar		Beutel	8x120	3-035-02-0
8er Deckelstreifen 		klar		Beutel	30x120	3-035-01-0



+49(0)3631/46594-04  
+49(0)3631/46594-10  
info@ahn-bio.de

Uthleber Weg 14  
D-99734 Nordhausen  
www.ahn-bio.de

ahn®  
biotechnologie GmbH