

# ahn myLab CLC-01

Klinische Zentrifuge 4000 rpm<sup>-1</sup>



## Zubehör

### Rotor-Sets

(bestehend aus Rotor und passenden Adaptern, Hülsen, Abstandhaltern)

Rotor-Set 1	
<b>Rotortyp:</b> Ausschwing	
<b>Kapazität:</b> 6x10 mL	
<b>Max RCF:</b> 2270 x g	
<b>Kat.-Nr.</b> CRC-4-6S	

Rotor-Set 2	
<b>Rotortyp:</b> Festwinkel	
<b>Kapazität:</b> 8x15 mL	
<b>Max RCF:</b> 1950 x g	
<b>Kat.-Nr.</b> CRC-4-8	

Rotor-Set 3	
<b>Rotortyp:</b> Festwinkel	
<b>Kapazität:</b> 16x10 mL	
<b>Max RCF:</b> 2180 x g	
<b>Kat.-Nr.</b> CRC-4-16	

<b>Gefäß-Adapter:</b> 8 / 9 / 10 mL	
<b>Menge:</b> 6 Stk.	

<b>Gefäß-Hülse:</b> 6 mL	
<b>Menge:</b> 8 Stk.	

<b>Gefäß-Hülse:</b> 9 / 10 mL	
<b>Menge:</b> 16 Stk.	

<b>Gefäß-Hülse:</b> 6 mL	
<b>Menge:</b> 6 Stk.	

<b>Gefäß-Abstandhalter:</b> 2 / 3 / 4 mL	
<b>Menge:</b> 8 Stk.	

<b>Gefäß-Hülse:</b> 6 mL	
<b>Menge:</b> 16 Stk.	

<b>Gefäß-Adapter:</b> 2 / 3 / 4 mL	
<b>Menge:</b> 6 Stk.	

<b>Gefäß-Abstandhalter:</b> 2 / 3 / 4 mL	
<b>Menge:</b> 16 Stk.	

<b>Gefäß-Hülse:</b> 2 / 3 / 4 mL	
<b>Menge:</b> 6 Stk.	

