

# ahn myTube CrT

Kryoröhrchen 0.5 mL | 1.0 mL | 2.0 mL | 4.0 mL | 5.0 mL

**Supergerades Design** – Außengewindeverschluss spart bis zu 23% Speicherkapazität

**Dichtungsdesign** – optimiert für Einhandbedienung. Öffnen oder Schließen mit nur einer halben Umdrehung

**Auslaufsichere Kappe** – das Design der Lippendichtungskappe gewährleistet, dass die Röhre auslaufsicher sind

**Schnelle und einfache Volumenkontrolle** – Graduierungen auf Kryoröhrchen mit 0,5-mL-Intervallen (nicht erhältlich für 0,5-mL-Kryoröhrchen)

**Einfache Probenidentifizierung** – großer Schreibbereich für einfache Probenidentifizierung (nicht verfügbar für 0,5-mL-Kryoröhrchen)

**Bessere Stabilität und Funktion** – der Sternfußboden verbessert die Stabilität und Funktion unserer Kryoröhrchen, wenn sie in ausgewählten Boxen gelagert werden.

autoclavable  
121°C  
15 min



## Bestellinformation

Volumen	Höhe	Farbe	Sterilisiert	Verpackung	VE	Kat. Nr.
0.5 mL	28.6 mm	klar	■	Beutel	10x100	3-242-51-0
1.0 mL	36.1 mm	klar	■	Beutel	10x100	3-243-51-0
2.0 mL	47.6 mm	klar	■	Beutel	10x100	3-244-51-0
2.0 mL	47.6 mm	klar		Beutel	2x500 Röhrchen / 1x1000 Caps	3-244-50-0
4.0 mL	73.3 mm	klar	■	Beutel	5x100	3-245-51-0
5.0 mL	88.5 mm	klar	■	Beutel	5x100	3-246-51-0

ahn®



+49(0)3631/65242-0



+49(0)3631/65242-90



Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland



info@cappahn.com



www.ahn-bio.de

