

ahn Cryoboxes

Kryoboxen aus Kunststoff 9x9 | 10x10

autoklavierbar
121°C
15 min

Proben mühelos aufbewahren – organisieren Sie Ihre Kryoröhrchen in Gefrierschränken oder flüssigem Stickstoff

Konstruktion – Kunststoffkryoboxen aus hochwertigem Polypropylen

Breiter thermischer Bereich – leicht zu autoklavieren

Zwei Größen verfügbar – 9x9- und 10x10-Raster

Standardfläche – 130x130mm, gleichmäßig stapelbar. Passt in normale Gefrierschränke


Rationalisiertes Design – ergänzt die AHN myTube CrT Kryoröhrchen und behält die Kompatibilität mit anderen Marken bei

9x9 Kryoboxen – bietet Platz für bis zu 81 Proben. Geeignet für Laboratorien mit begrenztem Budget

10x10 Kryoboxen – bieten 23% mehr Speicherplatz, ohnedieGrundfläche derBox zu vergrößern. Geeignet für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot oder Labors, die modernste Funktionen zur Optimierung des Arbeitsablaufs benötigen

Für weitere Farboptionen kontaktieren Sie bitte info@cappahn.com

Zusätzliche Farboptionen



| Eigenschaften | 9x9 Kryoboxen | 10x10 Kryoboxen |
|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gitter | 9x9 quadratische Teiler | 10x10 quadratische Teiler (Mit Rohrschloss-System) |
| Kapazität | 81 Kryoröhrchen | 100 Kryoröhrchen |
| Material | Hochwertiges Polypropylen | Hochwertiges Polypropylen |
| Stellfläche | 130x130 mm | 130x130 mm |
| Boxhöhe | 50, 80, 90 mm | 32, 40, 50, 80, 90 mm |
| Farbe | klar | klar |
| Thermischer Bereich | -90° bis +121°C (autoklavierbar) | -150° bis +121°C (autoklavierbar) |
| Probensortierung | Alphanumerisches System oben und unten | Alphanumerisches System oben und unten |
| Extras | | Einhändiges Öffnen und Schließen der Probenröhrchen. Abgeschrägte Kanten für schnelles, präzises Schließen |

Bestellinformation

| Beschreibung | Abmessungen | Material | Farbe | VE | Kat. Nr. |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------|-------|----------------|------------|
| Kryobox, 9 x 9-Gitter für 1,0 – 2,0 mL Kryoröhrchen | 130x130x50 mm | Plastik | klar | case / 36 Stk. | 3-632-45-0 |
| Kryobox, 9 x 9-Gitter für 4,0 mL Kryoröhrchen | 130x130x80 mm | Plastik | klar | case / 36 Stk. | 3-633-36-0 |
| Kryobox, 9 x 9-Gitter für 5,0 mL Kryoröhrchen | 130x130x90 mm | Plastik | klar | case / 36 Stk. | 3-634-36-0 |
| Kryobox, 10 x 10-Gitter für 0,5 mL Kryoröhrchen | 130x130x32 mm | Plastik | klar | case / 36 Stk. | 3-635-45-0 |
| Kryobox, 10 x 10-Gitter für 1,0 mL Kryoröhrchen | 130x130x40 mm | Plastik | klar | case / 36 Stk. | 3-636-45-0 |
| Kryobox, 10 x 10-Gitter für 2,0 mL Kryoröhrchen | 130x130x50 mm | Plastik | klar | case / 36 Stk. | 3-637-45-0 |
| Kryobox, 10 x 10-Gitter für 4,0 mL Kryoröhrchen | 130x130x80 mm | Plastik | klar | case / 36 Stk. | 3-638-45-0 |
| Kryobox, 10 x 10-Gitter für 5,0 mL Kryoröhrchen | 130x130x90 mm | Plastik | klar | case / 36 Stk. | 3-639-45-0 |

ahn



+49(0)3631/65242-0

+49(0)3631/65242-90

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland



info@cappahn.com

www.ahn-bio.de

