

# ahn pipet4U Oasis

## Pipettierhilfe

**Komfortables und müheloses Pipettieren** - geringes Gewicht / stufenlose Geschwindigkeitsregulierung per Fingerdruck ermöglicht eine feinfühligke Steuerung der Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe / ergonomisches Design für stressfreies Arbeiten / schnurloses Arbeiten (8 Stunden ohne Aufladen) / leiser Hochleistungsmotor

**Sichere Handhabung** - austauschbare Membranfilter zur Minimierung des Risikos von Kontaminationen

**Geschwindigkeitseinstellung** - Anpassung der Pipettiergeschwindigkeit an die Probenviskosität mit 3 wählbaren Geschwindigkeitsstufen

**Sterile Handhabung** - autoklavierbarer Pipettenkonus (120 °C / 15 min)



UV  
BESTÄNDIG

2  
JAHRE  
GARANTIE

autoklavierbar  
120°C  
15 min

## Bestellinformation

Beschreibung	VE	Kat.-Nr.
pipet4u® Oasis Pipettierhilfe 0,1-100 mL	Karton/1 Stk.	8-300-00-9

Beschreibung	VE	Kat.-Nr.
0,20 µm PTFE Membranfilter	Beutel/5 Stk.	8-300-03-0
0,45 µm PTFE Membranfilter	Beutel/5 Stk.	8-300-04-0
Silikonadapter	Beutel/1 Stk.	8-300-01-0
Pipettenkonus	Beutel/1 Stk.	8-300-02-8

### Lieferumfang

- 1 Stk. Pipettierhilfe
- 2 Stk. PTFE Membranfilter (0,2 µm/0,45 µm)
- 1 Stk. Ladegerät (EU)
- 2 Stk. NiMH Akkus
- 1 Stk. Wandhalterung
- 1 Stk. Tischständer
- 1 Stk. Bedienungsanleitung
- 1 Stk. Garantiekarte



Autoklavierbarer Pipettenkonus



Ergonomische Bedienknöpfe

ahn®



+49(0)3631/65242-0



+49(0)3631/65242-90



Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland



info@cappahn.com



www.ahn-bio.de

