

ahn pipet4u Oasis

Pipettierhilfe

Komfortables und müheloses Pipettieren - geringes Gewicht / stufenlose Geschwindigkeitsregulierung per Fingerdruck ermöglicht eine feinfühligste Steuerung der Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe / ergonomisches Design für stressfreies Arbeiten / schnurloses Arbeiten (8 Stunden ohne Aufladen) / leiser Hochleistungsmotor

Sichere Handhabung - austauschbare Membranfilter zur Minimierung des Risikos von Kontaminationen

Geschwindigkeitseinstellung - Anpassung der Pipettiergeschwindigkeit an die Probenviskosität mit 3 wählbaren Geschwindigkeitsstufen

Sterile Handhabung - autoklavierbarer Pipettenkonus (120 °C / 15 min)



UV BESTÄNDIG	CE IVD	2 JAHRE GARANTIE	autoklavierbar 120°C 15 min
------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------------------------

Bestellinformation

Beschreibung	VE	Kat.-Nr.
pipet4u® Oasis Pipettierhilfe 0,1-100 mL	Karton/1 Stk.	8-300-00-9

Beschreibung	VE	Kat.-Nr.
0,20 µm PTFE Membranfilter	Beutel/5 Stk.	8-300-03-0
0,45 µm PTFE Membranfilter	Beutel/5 Stk.	8-300-04-0
Silikonadapter	Beutel/1 Stk.	8-300-01-0
Pipettenkonus	Beutel/1 Stk.	8-300-02-8

Lieferumfang
1 Stk. Pipettierhilfe
2 Stk. PTFE Membranfilter (0,2 µm/0,45 µm)
1 Stk. Ladegerät (EU)
2 Stk. NiMH Akkus
1 Stk. Wandhalterung
1 Stk. Tischständer
1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Garantiekarte



Autoklavierbarer Pipettenkonus



Ergonomische Bedienknöpfe

