

ahn myLab TR-02

Röhrchen-Rotator 30 min⁻¹

Anwendung - Ideal für die Verarbeitung von Blutproben

Kapazität - 16 Röhrchen (4 ESR-Röhrchen und 12 Blutsammelröhrchen)/ maximales Fassungsvermögen von 1,5 kg

Konstante Drehzahl - 30 min⁻¹ mit einer Genauigkeit von ± 2 min⁻¹

Optimales Mischen - dank sanfter und kreisförmiger Bewegung auf der Rotationsscheibe im Winkel von 38 Grad

Robuste und platzsparende Bauweise - robuste Metallbauweise mit Gummifüßen für stabiles Arbeiten / kompaktes Design benötigt minimalen Platz

Einfache Wartung und Anpassung - die Rotationsscheibe kann zur Reinigung und zum Austausch leicht entfernt werden



Bestellinformationen

Beschreibung	Kat.-Nr.
AHN myLab® TR-02 Röhrchen-Rotator 30 min ⁻¹	7-210-00-0

Spezifikationen	
Laufzeit	Kontinuierlich/endlos
Geräuschpegel	Geräuschloser Betrieb
Max. Fassungsvermögen	1,5 kg
Schutzklasse	IP 21
Abmessungen (BxTxH)	278 x 183 x 252 mm
Gewicht	1,7 kg

Lieferumfang
1 Stk. Röhrchen-Rotator 30 min ⁻¹
1 Stk. Netzteiladapter
1 Stk. Bedienungsanleitung
1 Stk. Garantiekarte

