

ahn myTip FT

Filterspitzen



Keine Probenverunreinigung - Filter aus reinem, hochwertigem, hydrophobem Polyethylen ohne Additive

Keine Pipettenkontamination - Filter blockiert Aerosole und Flüssigkeiten (Dämpfe, radioaktive, biologisch gefährliche oder ätzende Proben) durch die Mikroporen-Filtertechnologie (MPS-Technologie, Filterporengröße 5-40 µm)

Optimierte Passform und leichter Spitzenabwurf - verbesserte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz

Schnelle und einfache Volumenkontrolle - Graduierungslinien an der Pipettenspitze

Präzises Pipettieren ohne Probenverlust - konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Auslass der Spitze

Kein Risiko der Probenverunreinigung - Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen

Einfache Identifikation der Pipettenspitze - farbige Racks ermöglichen eine schnelle und einfache Bestimmung der Pipettenspitze sowie der geeigneten Pipette

Unversehrtheit des Produktes - sterile Version verfügbar (Beta-Bestrahlung)

Versionen - erhältlich in Beuteln und Rackboxen

Kompatibilitätstabelle auf Anfrage erhältlich



Filter	Durchschnittliche Porengröße	Material	Merkmal	Verwendung in folgender Filterspitze
	18-40 µm	PE	hydrophob	10 µL 10 µL XL
	5-20 µm	PE	hydrophob	20 µL
	5-20 µm	PE	hydrophob	100 µL
	5-20 µm	PE	hydrophob	200 µL 300 µL
	18-40 µm	PE	hydrophob	1000 µL 1250 µL



Bestellinformationen

Volumen	Länge	Farbe Spitze	Farb-code	Sterilisiert	Ver-packung	VE	Kat.-Nr.
 AHN myTip® FT 10 µL	31,20 mm	klar			Beutel	Karton / 20 x 1000	2-002-81-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	2-003-C5-0
 AHN myTip® FT 10 µL XL	45,80 mm	klar			Beutel	Karton / 20 x 1000	2-062-81-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	2-063-C5-0
 AHN myTip® FT 20 µL	53,40 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	2-117-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	2-118-C5-0
 AHN myTip® FT 100 µL	53,40 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	2-119-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	2-120-C5-0
 AHN myTip® FT 200 µL	53,40 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	2-127-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	2-128-C5-0
 AHN myTip® FT 300 µL	59,35 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	2-134-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	2-135-C5-0
 AHN myTip® FT 1000 µL	84,30 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	2-202-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	2-203-C4-0
 AHN myTip® FT 1250 µL	97,60 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	2-204-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	2-205-C4-0

