

ahn myTip RB





Rackbox-System ohne Pipettenspitzen

Mühe-lose und sichere Handhabung

- einfaches Öffnen und Schließen der Rackbox mit einer Hand / sicherer Rackboxverschluss / Stapelbarkeit der Rackboxen für eine sichere Lagerung

Universelle Passform - Racks sind kompatibel mit Mehrkanalpipetten (Standard 9 mm SBS Format)

Rackboxen sind in kleinen und großen Größen erhältlich / Racks im 8x12 Format und 6x10 Format



metall-frei



Bestellinformationen

Volumen		Farbe	VE	Kat.-Nr.
AHN myTip® RB für 10 µL/10 µL XL Pipetten-/Filterspitzen		klar schwarz (RB) / hellgrau (R)*	Karton / 5 x 10 Rackbox	4-500-C5-E
AHN myTip® RB für 200 µL/300 µL Pipetten-/Filterspitzen		klar schwarz (RB) / Gelb (R)*	Karton / 5 x 10 Rackbox	4-501-C5-E
AHN myTip® RB für 200 µL Gelloder Pipetten-/Filterspitzen		klar schwarz (RB) / Gelb (R)*	Karton / 4 x 8 Rackbox	4-502-C4-E
AHN myTip® RB für 1000 µL Pipetten-/Filterspitzen		klar schwarz (RB) / Blau (R)*	Karton / 4 x 8 Rackbox	4-503-C4-E
AHN myTip® RB für 1250 µL Pipetten-/Filterspitzen		klar schwarz (RB) / Blau (R)*	Karton / 4 x 8 Rackbox	4-504-C4-E

*RB - Rackbox | R - Rack

