

ahn Cryoboxes

Kryoboxen aus Karton 9x9 | 10x10

Konstruktion - Schachteln und Trennwände sind aus temperaturbeständiger, recycelbarer Pappe hergestellt.

Abmessungen - 133x133x50 mm



Kostengünstig - abnehmbares Gitter zur kostengünstigen Lagerung Ihrer kryogenen Proben

Zellenteiler - geliefert als 81 (9x9) oder 100 (10x10) Gitteroptionen


Flexible Aufbewahrungsoptionen - herausnehmbare Einsätze können für verschiedene Zwecke ausgetauscht oder für größere Gefäße komplett entfernt werden

Wasserabweisendes Finish - für Langlebigkeit

Wiederverwertbarer Karton



9x9 Zellenteiler



10x10 Zellenteiler

Bestellinformation

Beschreibung	Abmessungen	Material	Farbe	VE	Kat. Nr.
Kryobox B9, enthält 9x9 Zellteiler	133x133x50 mm	Karton	weiß	case / 36 Stk.	3-640-36-9
Kryobox B10, enthält 10x10 Zellteiler	133x133x50 mm	Karton	weiß	case / 36 Stk.	3-641-36-9

Für weitere Farb- und Zellteilungsoptionen wenden Sie sich bitte an info@cappahn.com

Zusätzliche Farboptionen



ahn



+49(0)3631/65242-0



+49(0)3631/65242-90



Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland



info@cappahn.com



www.ahn-bio.de

