



# Schild Line

## Professional Mundschutzmasken



### Pathogendichte äußere Lage

Die nicht gewebte PP-Spinnvlies-Außenlage der Schild Line® Professional Mundschutzmasken blockiert effektiv Staubpartikel und Tröpfchen, die Krankheitserreger tragen.

### Schmelzgeblasene Innenschicht

Schild Line® Professional Mundschutzmasken verfügen über eine schmelzgeblasene Innenschicht, die eine überlegene Mikrofiltration und Adsorption kleinster mikrobieller Pathogene bietet.

### Nicht-reizende Innenschicht

Eine weiche Innenschicht verhindert, dass die Schild Line® Professional Mundschutzmasken die Haut reizen, und bietet gleichzeitig ein komfortables und naturnahes Atmungserlebnis.

### RoHS-zugelassener Nasenstift

Alle Schild Line® Professional Mundschutzmasken verfügen über einen RoHS-zugelassenen isolierten Nasenstift zur Anpassung des Sitzes der Maske auf der Nasenbrücke, um Luftaustritt zu verhindern.

### Ultraschallverschweißte Ohrschlaufen

Die Ohrschlaufen der Schild Line® Professional Mundschutzmasken reduzieren den Druck auf das Außenohr und bieten dank der einzigartigen latexfreien Ultraschallverschweißung einen hohen Tragekomfort.

#### BITTE BEACHTEN

- Waschen/reinigen Sie immer Ihre Hände, bevor Sie Ihre Maske anfassen
- Wechseln Sie die Masken so häufig wie möglich, niemals länger als 6 Stunden eine Maske tragen
- Berühren Sie Ihre Maske oder Ihr Gesicht NICHT an öffentlichen Orten
- Nehmen Sie die Maske nur durch Abziehen der Ohrschlinge ab

### SPEZIFIKATIONEN

- Erstklassige 3-Lagen-Gesichtsschutzmasken aus hochwertigem medizinischem PP-Spinnvliesstoff
- Schmelzgeblasene Innenschicht für überlegene Pathogenfiltration und Benutzerschutz
- Weiche und sanfte Innenlage schützt die Haut vor Irritationen und Unbehagen
- Komfortverbesserte Ohrschleifen, die mit Ultraschall-Schweißtechnologie hergestellt wurden

### EIGENSCHAFTEN

- Kontaminationsfreie Reinraum-Produktion
- UV-sterilisiert zum Schutz der Endbenutzer
- Außergewöhnliche bakterielle Filtrationseffizienz
- Mit innovativer Ultraschall-Schweißtechnik konstruierte Ohrschleifen
- Isolierter Nasenstift mit einem Kern für maßgeschneiderte Passform (RoHS-zugelassen)
- Weicher und sanfter 3-Schichten-Maskenaufbau
- Hochwertige, geruchlose Vliesstoff-Spinnvlies-Konstruktion
- Frei von üblichen Reizstoffen (z.B. Latex und Glasfaser)

### BESTELLINFORMATIONEN

Kat. Nr.	6-500-50-2C
Beschreibung	Schild Line® Professional Mundschutzmasken
Verpackung	50 x 2 x 25 Stk. = 2500 Stk.



# Schild Line

AHN Biotechnologie GmbH,  
Uthleber Weg 14, 99734 Nordhausen, Deutschland

[www.schildline.com](http://www.schildline.com)