

# ahn myLab SM-02

## Magnetische Rührplatte

**Platzsparend** – Magnetrührer mit kompaktem Design, der perfekt in Hauben, Schränken, Kühlräume und Labors mit begrenztem Platzangebot passt.

**Große Mischkapazität** – Verarbeitet Flüssigkeiten verschiedener Viskositäten mit einer klassenführenden Mischkapazität von bis zu 10 Litern und einem langen Rührstab (25mm)

**Geräumige Aufstellplatte** – Große Aufstellplatte zur Aufnahme einer Vielzahl von Mischbehältern, von kleinen Bechern bis hin zur großen Gläsern

**Leistungsstarker Gleichstrommotor** – Hochleistungs-Gleichstrommotor mit variabler Drehzahlregelung und minimaler Vibration während des Betriebs

**Einfache Reinigung** – Geschlossenes Design mit leicht zu reinigender Oberfläche minimiert die Wartung des Geräts und hält es länger in einem makellosen Zustand

**Robuste Konstruktion** – die IP 42-konforme Konstruktion minimiert das Eindringen von Flüssigkeiten ( $\leq 15^\circ$ ) und anderen partikelförmigen Materialien ( $\geq 1$  mm) für eine länger anhaltende Leistung.

**Tragbares Gewicht** – Kompakte Größe und ultraleichtes Design ermöglichen eine einfache und ermüdungsfreie Bewegung des Magnetrührers von einer Station zur anderen

Auffällige Farbe – Lebendige Kombination von AHN Markenfarben für einen auffälligen Schimmer von Schönheit auf jeder Arbeitsfläche



## Bestellinformation

Beschreibung	Kat. Nr.	Spezifikationen	
AHN myLab® SM-02 Analoge Rührplatte ohne Heizung, 10L	7-300-01-0	Mischkapazität	10 L
		Motortyp	Gleichstrommotr
		Betriebsgeschwindigkeit	variabel (400 – 2200 RPM)
		Abmessungen der Aufspannplatte	140 x 140 mm
		Gewicht des Geräts	1.5 kg
		Abmessung (L x B x H)	230 x 150 x 78 mm
		Länge des Rührbehälters	25 mm
		Schutzklasse	IP 42

Lieferumfang
1 Stk. Analoge Rührplatte ohne Heizung, 10 L
1 Stk. Rührstab (PTFE-beschichtet, 25 x 8 mm)
1 Stk. Gebrauchsanweisung
1 Stk. Garantiekarte

