

## Deep-Well-Platten



**Kontaminationsfrei** - AHN myPlate® Deep-Well-Platten werden in einem Reinraum der Klasse 100K hergestellt und sind zertifiziert, frei von Verunreinigungen wie z.B. anthropogener/nicht-anthropogener DNA, DNasen, RNasen und Endotoxinen.

Vollständig autoklavierbar - thermostabil bis zu 121°C, AHN myPlate® Deep-Well-Platten sind nach dem Gebrauch, für eine einfache Sterilisation und Dekontamination, autoklavierbar. AHN myPlate® Deep-Well-Platten sind sicher für den Einsatz in Hochtemperaturprotokollen, bis zu einer Obergrenze von 121°C.

**Gefriertauglich** - mit ausgezeichneter Stabilität bei niedrigen Temperaturen können AHN myPlate® Deep-Well-Platten für die Lagerung von Proben und Reagenzien in Kühl- und Gefrierschränken verwendet werden. AHN myPlate® Deep-Well-Platten sind für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis -80°C sicher.




**Alphanumerischer Probenindex** - AHN myPlate® Deep-Well-Platten verfügen über einen intuitiven, unauslöschlichen Probenindex, der in die Platte eingepreßt ist. Der Probenvertiefungsindex besteht aus einem alphanumerischen Code, der es einfach macht, jede Probenvertiefung zu finden.

**ANSI-konform** - AHN myPlate® Deep-Well-Platten sind so konzipiert, dass sie den relevanten ANSI-Normen entsprechen, einschließlich der ANSI/SLAS-Normen für Mikroplattenabmessungen. Dies gewährleistet eine universelle Kompatibilität mit allen standardisierten robotergesützte Liquid-Handling-Plattformen.

Einfaches Stapeln - jede AHN myPlate® Deep-Well-Platte hat eine Basisform, die ein einfaches Stapeln ermöglicht, um den Platzbedarf auf der Werkbank oder im Lager zu minimieren. Das Stapeln der AHN myPlate® Deep-Well-Platten maximiert die Raumnutzung in Gefrier- und Kühlschränken.

Erhöhter Rand - entwickelt, um die Kreuzkontamination zwischen den Probenvertiefungen zu minimieren, weisen alle Varianten der AHN myPlate® Deep-Well-Platten einen subtilen erhöhten Rand, um die Öffnung jeder Vertiefung, auf.

## Bestellinformation

Beschreibung	Farbe	Verpackung	VE	Kat. Nr.
AHN myPlate® Deep-Well-Platten 1,1 mL, runder Boden 	klar	Kiste	4x24 Stk.	3-126-01-0
AHN myPlate® Deep-Well-Platten 1,1mL, runder Boden 	klar	Kiste	4x12 Stk.	3-226-01-0
AHN myPlate® Deep-Well-Platten 2,2mL, V-Boden 	klar	Kiste	4x12 Stk.	3-226-02-0

