

ahn myPlate®

Petrischalen

Hochwertige, kontaminationsfreie Petrischalen - hergestellt in einer Reinraumanlage. Das Ergebnis sind sterile Petrischalen, die frei von Endotoxinen, Pyrogenen und anderen üblichen Kontaminanten sind

Einfache Verpackung - AHN myPlate® Petrischalen werden in einfachen Verpackungsoptionen geliefert. Jede Packung enthält 10 oder 20 Platten pro Beutel, sodass die Benutzer die optimale Menge für ihre Probenvorbereitung wählen können. Dies reduziert das Risiko von verschwendeten Proben und kontaminierten Platten.

Platzsparende Petrischalen - mit einem Standarddurchmesser von 90mm haben die AHN myPlate® Petrischalen die optimale Balance von Standfläche und platzsparenden Abmessungen. Darüber hinaus sind diese Platten leicht und vollständig stapelbar.

Petrischalen mit exzellentem Luftstrom - AHN myPlate® Petrischalen werden in belüfteten und unbelüfteten Formaten geliefert, um verschiedenen mikrobiellen Kulturanforderungen gerecht zu werden. Belüftete Platten haben eine Lippe, die den Luftstrom und die Feuchtigkeitskontrolle ermöglicht. Unbelüftete Platten begrenzen den Luftstrom und maximieren die Feuchtigkeitsbindung.



Beschreibung	Durchmesser	Höhe	Belüftet	Steril	Farbe	Verpackung	VE	Kat.-Nr.
AHN myPlate® Petrischalen	91.5mm	14.35mm			klar	Beutel	48x10	3-510-48-0
AHN myPlate® Petrischalen	91.5mm	14.35mm		■	klar	Beutel	48x10	3-511-48-0
AHN myPlate® Petrischalen	91.5mm	14.55mm	Ja, 3 Belüftungsnocken		klar	Beutel	48x10	3-512-48-0
AHN myPlate® Petrischalen	91.5mm	14.55mm	Ja, 3 Belüftungsnocken	■	klar	Beutel	48x10	3-513-48-0
AHN myPlate® Petrischalen	91.5mm	14.35mm			klar	Beutel	24x20	3-520-48-0
AHN myPlate® Petrischalen	91.5mm	14.35mm		■	klar	Beutel	24x20	3-521-48-0
AHN myPlate® Petrischalen	91.5mm	14.55mm	Ja, 3 Belüftungsnocken		klar	Beutel	24x20	3-522-48-0
AHN myPlate® Petrischalen	91.5mm	14.55mm	Ja, 3 Belüftungsnocken	■	klar	Beutel	24x20	3-523-48-0

ahn



+49(0)3631/65242-0



+49(0)3631/65242-90



Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Germany



info@cappahn.com



www.ahn-bio.de

